

Dieses Produkt ist ein Alkohol-Tester für iPod touch5, iPhone5, iPad4, iPad mini, es ist klein, fein und so einfach zu mitzunehmen!

## **Technische Daten:**

- Mit neuester Technologie für exakte Messungen
- LCD Display für leichtes Ablesen
- Spezieller Sensor, der Gerüche von Zigaretten etc. erkennt und so trotzdem genaue Messergebnisse ermöglicht
- Akkustisches Warnsignal bei hohen Alkoholwerten
- Stromversorgung über das iPhone 4/4S, einfach anstecken - fertig
- Hygienische Benutzung, da das Gerät nur angeblasen werden muss und dazu kein direkter Kontakt nötig ist

## **Bedienungsanleitung**

1. Verbinden Sie bitte dieses Produkt mit Ihrem Iphone, dann entsperren Sie Ihr Iphone und drücken Sie den Tester-Schalter für eine längere Zeit, bis Tester-Alarm kurz brummt, zur gleichen Zeit wird auf dem LCD-Bildschirm der grüne Indikator angezeigt.
2. Warten Sie bis „Warm Up“ Indikator die Zahlen von 10 bis 0 laufend zeigt. Das heisst, dass die Vorwärmung komplett ist.
3. Bitte halten Sie Ihr Mund dicht zu den Poren unten auf dem Tester und blasen Sie ins Luftloch, indem Sie in den Sensor im Laufe von 3-5 Sekunden ausatmen. Nachdem Countdown zu Ende ist, wird auf dem Bildschirm Testergebnis angezeigt. Wenn es keinen Alkoholgehalt gibt oder wenn der Alkoholgehalt normal ist, dann soll der Bildschirm grün bleiben.
4. Wenn Testbericht den unten beschriebenen Umfang erreicht, ändert der LCD-Bildschirm zu gelb und es wird "Vorsicht" angezeigt.  
√0.02% BAC(oder 0.2g/l) bis 0.05% BAC(oder 0.5g/l)
5. Wenn Testbericht den unten beschriebenen Umfang erreicht, ändert der LCD-Bildschirm zu rot und es wird "Gefahr" angezeigt.  
√mehr & gleich 0.05% BAC (or 0.5g/l)  
mehr & gleich 0.08% BAC (or 0.8g/l)

## **Achtung:**

1. Vor dem ersten Gebrauch oder wenn das Gerät lange Zeit nicht verwendet wird, muss der Tester gereinigt werden und der Sensor erwärmt werden. Die

Benutzer sollten dann die Power-Taste mehrmals so rasch wie möglich drücken.

2. Messen Sie bitte erst in 20 Minuten nach dem Essen, Trinken oder Rauchen.
3. Damit die Testergebnisse genauer werden, sollten mehr als 3 Minuten zwischen Testfällen verlaufen.
4. Vermeiden Sie den Tester bei starkem Wind oder in einer stark verschmutzten Umgebung zu verwenden.
5. Bitte blasen Sie in den Tester keinen Zigarettenrauch, Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten, sonst kann der Sensor beschädigt werden.
6. Bitte drücken oder zerschlagen Sie den Tester nicht.
7. Bitte führen Sie das Auto nicht betrunken, um keine Schäden sich selbst oder den anderen Personen zu zufügen.